

提升，紧致，不开刀微整形

●美容项目价格单（含税）

微整形项目	价格（日元）	所需時間
超声刀全脸	280,800	120分
NEW！电波拉皮（萨姆库尔CPT）450	168,480	90分
NEW！电波拉皮（萨姆库尔CPT）600	238,680	105分
超声刀电波拉皮	386,100	150分
HIFU韩版超声刀	140,400	90分
抗衰老点滴（自由选项，不单独提供）		
瘦脸针：眼角	25,272	10分
瘦脸针：眉间	25,272	10分
瘦脸针：下巴	25,272	10分
瘦脸针：额头	35,100	10分
瘦脸针：两腮	70,200	15分
玻尿酸STYLAGE	70,200	15分
人胎素美白针	7,020	5分
各类美容产品		
口服人胎素P.O	100粒	
东美特制玻尿酸胶原蛋白原液	10ML, 30ML	
睫毛增长液	3ML	

中文咨询预约窗口

E-Mail: beautytkdd@gmail.com

TEL: +81-50-3580-8558 / +81-50-3555-5666

(受理时间：平日-日本时间9:30-18:00;中国时间8:30-17:00)

联系人：孙女士，于女士

东京美容皮肤科院指定专属合作机构—大东商会株式会社

最尖端的“微整形”让您保持美丽
特别介绍


東京美容皮膚科
CLINIC



◆东京美容皮肤科院的医生团队，全部是注重钻研的美容外科专家。并且专家都是超声刀认定医，电波拉皮认定医，为您提供安全安心的美容微整形高质量服务。

◆最先进的仪器，以优惠的价格提供给客户美丽与重返青春。

项目特别介绍：超声刀

- 为实现“早期预防”衰老，提升皮肤，东京美容皮肤科院拥有日本国内顶级超声刀美容设备。



【SMAS筋膜层—抗衰老核心领域】

人体皮肤分为表皮层、真皮层、皮下组织和SMAS筋膜层，随着年龄增长，皮肤表皮层和真皮层胶原蛋白流失会导致细纹和**皮肤松弛**，而皮下筋膜层胶原蛋白流失会造成肌肉、脂肪松弛下垂，肌肤老化，衰老症状瞬间凸显，因此SMAS筋膜层才是抗衰老的核心领域。

【超声刀美容原理】

超声刀美容是利用聚焦式超音波技术，以非侵入式地去治疗到手术**拉皮**时会治疗的SMAS筋膜层，超声波对细胞有按摩作用，可以让皮下细胞通过细胞膜的变化重新排列，改善血液循环，使得缺乏养分和水分的皮肤得到滋养，改善皮肤松弛下垂问题，抚平**面部凹陷的皱纹**。

项目特别介绍：NEW电波拉皮（萨姆库尔CPT）

- 电波拉皮除皱是可以与手术拉皮效果相媲美的无创除皱技术，东京美容皮肤科院拥有最尖端仪器。

The diagram illustrates the mechanism of CPT radio frequency skin lifting. It shows three stages: 1. 25岁後，胶原蛋白流失萎縮 (After 25, collagen loss and atrophy). 2. CPT電波拉皮刺激胶原蛋白修復增生 (CPT radio frequency skin lifting stimulates collagen repair and proliferation). 3. 恢復年輕時健康豐潤的胶原蛋白 (Restoration of healthy and plump collagen from youth). A circular inset shows a woman's face with a '紧致效果' (tightening effect) callout.

CPT電波拉皮作用機轉

- 強化熱能電波：
比舊式多出**4倍熱能**，有效刺激**皮下組織**和**膠原蛋白增生**
- 震動式探頭：**600萬轉/秒**，熱能加速導入肌底層
- 表皮冷卻系統：
收縮毛孔，迅速冷卻表皮層，感覺更加舒適

【电波拉皮美容原理】

电波拉皮设备采用了一个电容耦合电极来传送**无线电波**能量，并产生一个电场穿过皮肤表皮2.5mm，到达皮下**脂肪**的深度，加热脂肪间隔（septum）。在45万hz的高频率下，这个电场每秒钟变换极性45万次。进入皮下组织高频电波使皮肤内的电荷粒子以同样频率出现自然电阻运动，从而产生热能。当温度达到摄氏60-70度临界点，真皮层胶原质会立即收缩，同时造成脂肪层**纤维素**的收缩，出现紧实的拉皮效果。电波治疗后的皮肤在3到6个月变性的蛋白质还会启动身体的修复作用，而有新生胶原蛋白、**弹性纤维**的进一步紧致。